

## PRIPOROČILA ZA ODVZEM PERIANALNEGA CELOFANSKEGA BRISA (Podančice)

Perianalni celofanski bris je namenjen dokazovanju jajčec gliste podančice (*Enterobius vermicularis*), saj se jajčeca pri tem zajedavcu ne izločajo z blatom.

Bris odvezmete zjutraj, pred umivanjem in iztrebljanjem.

Potrebujete 5 cm prozornega lepilnega traku (selotejp), predmetno stekelce.

Kos lepilnega traku z lepljivim delom pritisnete na levo in desno stran analnih gub.

Trak nalepite na predmetno stekelce, tako da nastane čim manj mehurčkov, zavijete v papir in odnesete v laboratorij.

Perianalni bris pregledamo pod svetlobnim mikroskopom tekom dneva.

